



Wärme- und Kältekissen

gefüllt mit Traubenkernen

Anwendung WARM bei: Gelenkschmerzen
Rheuma/Arthritis
Migräne
Regelschmerzen
kalten Füßen
Schlafproblemen
und bei allen Wehwehchen
des täglichen Lebens

Anleitung:

Kissen in der Mikrowelle bei 800 Watt (keine Grillfunktion) je nach Größe und Gewicht (siehe angenähtes Etikett) erwärmen. Alternativ können Sie das Kissen im Elektro - Backofen (keine Grillfunktion) bei 120 Grad ca. 3-5 Minuten erwärmen. Ein Unterschreiten der max. Erwärmungszeit ist jederzeit möglich, ein Überschreiten kann zu Produktschäden führen. Beim nochmaligen Erwärmen (noch temperiertes Produkt) das Kissen zuvor durchschütteln und die Aufwärmzeit halbieren!

Anwendung KALT bei: Zerrungen
Schwellungen
Prellungen
Verstauchungen
Entzündungen

Anleitung:

Kissen min. 5 Stunden in einem Plastikbeutel ins Gefrierfach legen.

Das 37 GRAD-Wärme-Kälte-Kissen einfach kalt oder warm auf die Schmerzstelle legen!

Die original 37-GRAD Kissen kann man in der Waschmaschine im Wäschernetz bei 30° bedingt waschen. **Kein Weichspüler, nicht schleudern!**
Achten Sie auf einen raschen Trocknungsprozess.

**Garantieleistung nur bei sachgerechter Benützung, nicht bei Überhitzung!
Kein Spielzeug für Kinder!**