

Desinfektionsplan / Wischdesinfektion der Firma 37Grad GmbH.

Allgemeine Anweisungen:

- Die 37Grad Wärme-Kälte-Kissen können mit den meisten gängigen Desinfektionsmitteln behandelt werden. Beachten Sie dabei die Einwirkzeit!
- Falls Desinfizieren nicht erforderlich ist, reicht eine Reinigung mit einem feuchten Tuch, um Flecken zu entfernen.
- Lösungsmittel, Bleichmittel und Produkte mit hoher Alkoholkonzentration (über 70 %) sowie scheuernde Mittel können die Oberfläche beschädigen.
- Nach der Desinfektion / Reinigung immer mit feuchtem Tuch nachwischen.
- Empfehlenswert ist die Verwendung von vorgetränkten Desinfektionstüchern zur Reinigung.

Produktname	Hersteller	Wirkstoff	Test-Konz.	Res	Listung
ACETIC ACID	Standard	Acetic Acid	100 %	OK	
ACRYL-DES®	Schülke	Quaternary	100 %	OK	ÖGHMP, VAH
ACTICHLOR PLUS	Ecolab	Chlorine	1000ppm	OK	
ANOIS D.D.H.S	Anois lab.	Quaternary	Spray	OK	
B45	Orochemie	Quaternary & Alcohol	Tücher	OK	IHO, VAH
BACILLOL 30 FOAM	Hartmann/Bode	Alcohol	Spray	OK	RKI, VAH
BACILLOL 30 TISSUES	Hartmann/Bode	Ethanol	Tücher	OK	RKI, VAH
CLEANISEPT®WIPES MAXI	Dr. Schumacher	Quaternary	Tücher	OK	ÖGHMP, IHO,VAH
CLEANISEPT®WIPES FORTE MAXI	Dr. Schumacher	Quaternary	Tücher	OK	ÖGHMP, IHO,VAH
CHLOR-CLEAN TABLETS	Guest Medical	Chlorine	1000ppm	OK	
DESCOGEN F	Antiseptica	Active-Oxygen	10 %	OK	VAH
DESCOCEPT SENSITIVE	Dr. Schumacher	Etahnol	45 %	OK	IHO,VAH
DESCOCEPT SENSITIVE WIPES	Dr. Schumacher	Etahnol	Tücher	OK	ÖGHMP, IHO,VAH
DETTOL	Reckitt Benckiser	Chloroxymenol	5 %	OK	
DISMOZON PUR	Hartmann/Bode	Oxygen-Active	4 %	OK	RKI, VAH
FORMALDEHYDE	Pharmacy	Formaldehyde	30 %	OK	
GERMATOL	Johnson Diversey	Sodiumhypochlorite	5 %	OK	
HAZ-TABS	Guest Medical	Chlorine	1000ppm	OK	
HIBITEC	Mölnlycke Health Care	Chlorhexidine	100 %	OK	
holludes Use	hollu	Quaternary	0,2%	OK	ÖGHMP, IHO,VAH
Hup DESINFECT	Hagleitner	Alcohol based	Wipes	OK	
HYDROGENPEROXIDE	Jansens	Peroxide	100 %	OK	
INCIDIN EXTRA N	Ecolab	Quaternary,Biguanide	5 %	OK	VAH
INCIDIN FOAM	Ecolab	Quaternary	Foam	OK	VAH
INCIDIN LIQUID	Ecolab	Alcohol based	100 %	OK	VAH
INCIDIN™OxyWIPE S	Ecolab	Wasserstoffperoxid 1,5	Tücher	OK	VAH
INCIDIN PLUS	Ecolab	Alkylamine	4 %	OK	RKI,VAH
INCIDIN PRO	Ecolab	Quaternary	5%	OK	VAH

Produkt: Wärme-Kälte-Kissen

www.med37grad.eu



Liste der getesteten Produkte:

Immer nach der vorgeschriebenen Konzentration verwenden!
Alle anderen Desinfektions- / Reinigungsmittel und andere Produkte erfordern umfangreiche Tests durch 37Grad vor Gebrauch!

Legende / Abkürzungen:

IHO (Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz)

ÖGHMP (Österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin)

RKI (Robert Koch Institut), VAH (Verbund für angewandte Hygiene)

Stand 01/2026

Produktname	Hersteller	Wirkstoff	Test-Konz.	Res	Listung
KODAN TINKTUR FORTE farblos	Schülke	Alcohol based	Spray	OK	
KOHR SOLIN extra	Hartmann/Bode	Quaternary, Alcohol	6 %	OK	ÖGHMP, RKI, VAH
KOHR SOLIN FF	Hartmann/Bode	Quaternary	6 %	OK	ÖGHMP, VAH
KOMBI FLÄCHEN DESINFEKTION	Antiseptica	Quaternary, Alcohol	10 %	OK	
Meliseptol® Wipes Sensitive	B.Braun Petzold	Quaternary, Alcohol	Tücher	OK	DGHM-/VAH-IHO
Meliseptol® Foam pure	B.Braun Petzold	Quaternary, Alcohol	Schaum	OK	DGHM-/VAH-IHO
MICROBAC FORTE	Hartmann/Bode	Quaternary	4 %	OK	ÖGHMP, VAH
MICROZID® AF liquid	Schülke	Alcohol based	100 %	OK	ÖGHMP, VAH
MICROZID® sensitive liquid	Schülke	Quaternary	100 %	OK	ÖGHMP, VAH
LAUDAMONIUM	Ecolab	Quaternary	10 %	OK	VAH
OCTENISEPT (Spray)	Schülke	Octenidin, Phenoxyethanol	Spray	OK	
P3-TOPAXX 66	Ecolab	Alkaline	5 %	OK	
PERFORM	Schülke	Oxygen based	6 %	OK	ÖGHMP, RKI, VAH
SAGROTAN (Spray)	Reckitt Benckiser	Alcohol based	Spray	OK	
Sani-Cloth™Active	Ecolab	Quaternary	Tücher	OK	VAH
SANIT P20	Iberian Cleaning Exp.	Amino alcohol	100 %	OK	
SODIUMHYPOCHLORITE	Standard	Chlorine	1000ppm	OK	
SPRING	Kalle original	Glycol derivate	100 %	OK	
SPRINT 200	Johnson Diversey	Alcohol based	2 %	OK	
SUMA BAC D10	Johnson Diversey	Quaternary	1 %	OK	
SURFA'SAFE	Anios Laboratorios	Quaternary	Spray	OK	VAH
TERRALIN® protect	Schülke	Quaternary	5 %	OK	ÖGHMP, RKI, VAH
TOPAXX 421	Ecolab	Sodiumhydroxide	5 %	OK	
TPH protect	Schülke	Quaternary & Alcohol	4 %	OK	ÖGHMP
VIRKON	Du Pont	Oxygen-Active	1 %	OK	
VOLVONE	Oyar	Amonia	40 %	OK	